


产品手册

PRODUCT MANUALS
2019

专业的微生物试剂生产商



温州市康泰生物科技有限公司
WENZHOU KONT BIOLOGY&TECHNOLOGY CO.,LTD

温州市康泰生物科技有限公司

WENZHOU KONT BIOLOGY&TECHNOLOGY CO.,LTD



温州市康泰生物科技有限公司是专业从事微生物体外诊断试剂与仪器研发、生产、销售的“浙江省科技创新型企业”、“浙江省高成长科技型中小企业”。

公司成立于2000年，注册资金2001万元，位于温州瓯北西岸工业区。有洁净车间近1000m²，配备精良设备，满足生产、研发。公司有产品注册证160多个，产品主要包括微生物药敏(E-test药敏试条、微量肉汤稀释法试剂、扩散法纸片)、隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金法)、金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒(乳胶凝集法)、培养基、染色液、质控菌株、免疫印迹试剂等几大系列，其中药敏系列现有113个注册证，近200种产品；拥有发明专利2项、实用新型专利2项。自主研发的真菌药敏产品、梅毒螺旋体特异性抗体检测试剂等多个产品，即将推出。

为临床检验提供准确、快速的检测试剂和方法，是我们永远的追求；一流的质量、良好的售后是我们持续的承诺。公司与国内外多个科研机构建立了研究、合作的平台，研发和产能不断提高，规模不断壮大，赢得了广大客户的普遍认可和赞同，在业界树立了良好的口碑。


十多年的发展历程，公司始终遵循“资源共享，合作共赢”的经营理念，真诚地希望与广大客户、业界同仁建立良好的合作关系，携手共创诊断试剂行业的新天地，为人类健康事业的美好明天而努力奋斗。

目录

新品推荐	隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金法) 1 多粘菌素B药敏试剂（微量肉汤稀释法） 2 替加环素药敏试剂（微量肉汤稀释法） 2 替加环素药敏试条（E试验法） 2 嗜血杆菌药敏试剂盒(微量肉汤稀释法) 2 含醛类消毒剂中和培养基 2 少见菌药敏试剂盒(微量肉汤稀释法) 2 奥扑托新(Optochin)纸片 2 沙保罗斜面培养基 2
细菌药敏	微生物药敏试条(E试验法) 3 微生物药敏试剂(微量肉汤稀释法)·(单一药物) 5 微生物药敏试剂盒(微量肉汤稀释法) 6 药敏接种培养液 6 药敏定制产品系列 6 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) 7 β-内酰胺酶检测系列 8
真菌药敏	鉴定用试纸 9 真菌药敏试纸(扩散法<K-B法>) 9 真菌药敏试条(E试验法) 9 真菌药敏试剂(微量肉汤稀释法) 9
鉴定试剂	金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒(乳胶凝集法) 9
培养基	成品平皿培养基 10 管装培养基 11 增菌培养基 12 医院感染监测系列 12 微生物检测辅助试剂 12
染色液	染色液系列 13
动物血液	动物血液 13
菌株	标准菌株/质控菌株 14
实验室用品	实验室用品 15 微环境控制(日本三菱) 16 干粉培养基(原料) 16

隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于隐球菌荚膜抗原定性检测



祝贺我司获得“隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金法）”医疗器械注册证

产品特点：

- ⚡ 快速检测
- 📄 方法高效
- 🔗 特异性强
- 🧬 灵敏度高
- 📶 性能可靠
- 🎯 结果准确

包装规格：

20人份/盒

产品编号：

Q00002



替加环素药敏试剂 (微量肉汤稀释法)

编号: J1A079

浓度(μg/ml)

0.032、0.064、0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32




多粘菌素B药敏试剂 (微量肉汤稀释法)

编号: J1A086

浓度(μg/ml)

0.064、0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64




替加环素药敏试条 (E试验法)

编号: S21079

浓度(μg/ml)

0.008、0.016、0.032、0.064、0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32



嗜血杆菌药敏试剂盒 (微量肉汤稀释法)


编号: QZT006



含醛类消毒剂中和培养基

规格: 50ml

编号: G15007



少见菌药敏试剂盒 (微量肉汤稀释法)

编号: ZH0003



奥扑托新 (Optochin) 纸片

编号: Z21060




沙保罗斜面培养基

超大口径22mm, 平底螺口设计

编号: G11935

微生物药敏试条 (E试验法)

——用于检测抗菌药物对试验菌的最低抑菌浓度(MIC)——



操作视频

产品特点：



CFDA注册



国家专利



直观准确



方便经济



性能可靠



种类齐全

操作步骤：




调制菌液



涂布菌液



取出试条



垂直插入



可插多条

幽门螺杆菌药敏组合(E试验法) (参考EUCAST)

编 号	品 名	编 号	品 名	编 号	品 名
S22029	克林霉素	S21036	四环素	DZ1022	甲硝唑
S21014	左氟沙星	S22037	利福平	S21076	阿莫西林

☰ 药敏试条目录(20条/盒)

编 号	品 名	浓度范围(μg/ml)	编 号	品 名	浓度范围(μg/ml)
S21001	头孢噻肟	256 ~ 0.064	S21029	克林霉素	256 ~ 0.064
S22001	头孢噻肟	32 ~ 0.008	S22029	克林霉素	32 ~ 0.008
S21002	头孢曲松	256 ~ 0.064	S21030	红霉素	256 ~ 0.064
S22002	头孢曲松	32 ~ 0.008	S22030	红霉素	32 ~ 0.008
S21003	头孢哌酮	256 ~ 0.064	S21031	青霉素	256 ~ 0.064
S21004	头孢他啶	256 ~ 0.064	S21032	氯霉素	256 ~ 0.064
S22004	头孢他啶	32 ~ 0.008	S21033	利奈唑胺	256 ~ 0.064
S21005	头孢唑肟	256 ~ 0.064	S21036	四环素	256 ~ 0.064
S21006	头孢唑肟	256 ~ 0.064	S21037	利福平	256 ~ 0.064
S21007	头孢西丁	256 ~ 0.064	S22037	利福平	32 ~ 0.008
S21008	头孢吡肟	256 ~ 0.064	S21038	阿莫西林/棒酸	256/128 ~ 0.064/0.032
S22008	头孢吡肟	32 ~ 0.008	S22038	阿莫西林/棒酸	32/16 ~ 0.008/0.004
S21009	哌拉西林	256 ~ 0.064	S21039	替卡西林/棒酸	256/2 ~ 0.064/2
S21010	苯唑西林	256 ~ 0.064	S21040	头孢他啶/棒酸	256/4 ~ 0.064/4
S21011	氨苄西林	256 ~ 0.064	S21041	头孢噻肟/棒酸	256/4 ~ 0.064/4
S22011	氨苄西林	32 ~ 0.008	S21042	头孢哌酮/舒巴坦	256/128 ~ 0.064/0.032
S21012	羧苄西林	512 ~ 0.125	S21043	氨苄西林/舒巴坦	256/128 ~ 0.064/0.032
S21013	替卡西林	256 ~ 0.064	S21044	哌拉西林/他唑巴坦	256/4 ~ 0.064/4
S21014	左氧沙星	32 ~ 0.008	S21045	复方新诺明	32/608 ~ 0.008/0.152
S21015	环丙沙星	32 ~ 0.008	S21046	丁胺卡那	256 ~ 0.064
S21016	氧氟沙星	32 ~ 0.008	S21047	呋喃妥因	512 ~ 0.125
S21017	洛美沙星	32 ~ 0.008	S21048	氨基糖	256 ~ 0.064
S21018	加替沙星	32 ~ 0.008	S21049	亚胺培南	32 ~ 0.008
S21019	氟罗沙星	32 ~ 0.008	S21050	美罗培南	32 ~ 0.008
S21020	诺氟沙星	32 ~ 0.008	S21051	妥布霉素	256 ~ 0.064
S21021	庆大霉素	256 ~ 0.064	S21055	替考拉宁	256 ~ 0.064
S21022	司帕沙星	32 ~ 0.008	S21079	替加环素	32 ~ 0.008
S21023	多西环素	256 ~ 0.064	S22031	青霉素	32 ~ 0.008
S21024	米诺环素	256 ~ 0.064	S21034	磷霉素	256 ~ 0.064
S21025	克拉霉素	256 ~ 0.064	S21076	阿莫西林	256 ~ 0.064
S22025	克拉霉素	32 ~ 0.008	S21080	厄他培南	32 ~ 0.008
S21026	万古霉素	256 ~ 0.064	S21086	多粘菌素B	256 ~ 0.064
S21027	阿奇霉素	256 ~ 0.064	S21119	黏菌素	32 ~ 0.008
S21028	卡那霉素	256 ~ 0.064	S21121	头孢他啶-阿维巴坦	256/4~0.064/4

微生物药敏试剂 (微量肉汤稀释法)

产品优势:



CFDA注册



种类齐全



规格多样



组合自由




单/一/药/物

☰ 药敏试剂目录 (10条/盒)

品 名	编 号 / 浓 度		品 名	编 号 / 浓 度	
	8浓度	12浓度		8浓度	12浓度
头孢噻肟	J12001	J13001	阿奇霉素	J12027	J13027
头孢曲松	J12002	J13002	卡那霉素	J12028	J13028
头孢哌酮	J12003	J13003	克林霉素	J12029	J13029
头孢他啶	J12004	J13004	红霉素	J12030	J13030
头孢呋辛	J12005	J13005	青霉素	J12031	J13031
头孢唑啉	J12006	J13006	氯霉素	J12032	J13032
头孢西丁	J12007	J13007	利奈唑胺	J12033	J13033
头孢吡肟	J12008	J13008	链霉素	J12035	J13035
哌拉西林	J12009	J13009	四环素	J12036	J13036
苯唑西林	J12010	J13010	利福平	J12037	J13037
氨苄西林	J12011	J13011	阿莫西林/棒酸	J12038	J13038
羧苄西林	J12012	J13012	替卡西林/棒酸	J12039	J13039
替卡西林	J12013	J13013	头孢他啶/棒酸	J12040	J13040
左氟沙星	J12014	J13014	头孢噻肟/棒酸	J12041	J13041
环丙沙星	J12015	J13015	头孢哌酮/舒巴坦	J12042	J13042
氧氟沙星	J12016	J13016	氨苄西林/舒巴坦	J12043	J13043
洛美沙星	J12017	J13017	哌拉西林/他唑巴坦	J12044	J13044
加替沙星	J12018	J13018	复方新诺明	J12045	J13045
氟罗沙星	J12019	J13019	丁胺卡那	J12046	J13046
诺氟沙星	J12020	J13020	呋喃妥因	J12047	J13047
庆大霉素	J12021	J13021	氨基糖苷	J12048	J13048
司帕沙星	J12022	J13022	亚胺培南	J12049	J13049
多西环素	J12023	J13023	美罗培南	J12050	J13050
米诺环素	J12024	J13024	妥布霉素	J12051	J13051
克拉霉素	J12025	J13025	替考拉宁	J12055	J13055
万古霉素	J12026	J13026	头孢克罗	J12062	J13062
品 名	编 号	浓 度	品 名	编 号	浓 度
替加环素	J1A079	11浓度	多粘菌素B	J1A086	11浓度


微生物药敏试剂盒(微量肉汤稀释法)



药敏分析仪

根据全国细菌耐药检测网技术方案、CLSI标准设定药物组合及浓度。

编 号	品 名	备 注
QZT001	肠球菌药敏试剂盒	
QZT002	肠杆菌科细菌药敏试剂盒	含替加环素、头孢哌酮/舒巴坦等
QZT003	非发酵菌药敏试剂盒	含头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B、替加环素等
QZT004	链球菌药敏试剂盒	含利奈唑胺等
QZT005	葡萄球菌药敏试剂盒	含利奈唑胺等
QZT006	嗜血杆菌药敏试剂盒	
ZH0003	少见菌药敏组合	



10人份/盒

☰ 药敏接种培养液

品 名	编 号 / 规 格		产 品 说 明
	2ml*10瓶	12ml*10瓶	
CAMHB药敏接种培养液（浊度型）	G10251	G11251	结合药敏试剂用于非苛养菌的药物敏感性检测
CAMHB药敏接种培养液（显色型）	G10252	G11252	
CAMHB+LHB药敏接种培养液（浊度型）	G10253	G11253	结合药敏试剂用于链球菌的药物敏感性检测
CAMHB+LHB药敏接种培养液（显色型）	G10254	G11254	
HTM药敏接种培养液（浊度型）	G10255	G11255	结合药敏试剂用于嗜血杆菌的药物敏感性检测
HTM药敏接种培养液（显色型）	G10256	G11256	

☰ 药敏定制产品系列

黏菌素 - 替加环素	替加环素 - 多利培南	替加环素 - 磷霉素	亚胺培南-头孢他啶
黏菌素 - 米诺环素	替加环素 - 美罗培南	替加环素 - 头孢哌酮/舒巴坦	亚胺培南-利福平
黏菌素 - 多西环素	替加环素 - 舒巴坦	亚胺培南-阿米卡星	亚胺培南-克拉维酸
黏菌素 - 亚胺培南	替加环素 - 亚胺培南	亚胺培南-环丙沙星	美罗培南 - 环丙沙星
奴卡菌药敏板	布鲁氏菌药敏板	CRE药敏板	头孢他啶-阿维巴坦

*欢迎科研机构与我司合作药敏定制产品

微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>)

产品特点:

- 

CFDA注册
- 

经济实惠
- 

种类齐全
- 

两种规格
- 

操作简单


产品规格:



20片/瓶
适用手工



50片/瓶
适用分配器



药敏试纸目录


品 名	含量/片	编 号 / 规 格		品 名	含量/片	编 号 / 规 格	
		20片/瓶	50片/瓶			20片/瓶	50片/瓶
头孢噻肟(凯福隆)	30μg	Z21001	Z51001	诺氟沙星(氟哌酸)	10μg	Z21020	Z51020
头孢曲松(菌必治、头孢三嗪)	30μg	Z21002	Z51002	庆大霉素	10μg	Z21021	Z51021
头孢哌酮(先锋必)	75μg	Z21003	Z51003	司帕沙星	5μg	Z21022	Z51022
头孢他啶(复达欣)	30μg	Z21004	Z51004	多西环素(强力霉素)	30μg	Z21023	Z51023
头孢呋辛	30μg	Z21005	Z51005	米诺环素(美满霉素、二甲胺四环素)	30μg	Z21024	Z51024
头孢唑啉(先锋霉素V)	30μg	Z21006	Z51006	克拉霉素(克红霉素)	15μg	Z21025	Z51025
头孢西丁(美福仙)	30μg	Z21007	Z51007	万古霉素	30μg	Z21026	Z51026
头孢吡肟(马斯平)	30μg	Z21008	Z51008	阿奇霉素	15μg	Z21027	Z51027
哌拉西林(氧哌嗪青霉素)	100μg	Z21009	Z51009	卡那霉素	30μg	Z21028	Z51028
苯唑西林	1μg	Z21010	Z51010	克林霉素(氯林可霉素、氯林可)	2μg	Z21029	Z51029
氨苄西林(氨苄青霉素)	10μg	Z21011	Z51011	红霉素	15μg	Z21030	Z51030
羧苄西林(羧苄青霉素)	100μg	Z21012	Z51012	青霉素	10U	Z21031	Z51031
替卡西林	75μg	Z21013	Z51013	氯霉素	30μg	Z21032	Z51032
左氧沙星	5μg	Z21014	Z51014	磷霉素	200μg	Z21034	Z51034
环丙沙星(环丙氟哌酸)	5μg	Z21015	Z51015	链霉素	10μg	Z21035	Z51035
氧氟沙星(康利必妥、氟嗪酸)	5μg	Z21016	Z51016	四环素	30μg	Z21036	Z51036
洛美沙星(罗氟哌酸)	10μg	Z21017	Z51017	利福平	5μg	Z21037	Z51037
加替沙星	5μg	Z21018	Z51018	阿莫西林/棒酸(安灭菌、奥格门汀)	20/10μg	Z21038	Z51038
氟罗沙星(天方罗欣)	5μg	Z21019	Z51019	替卡西林/棒酸(特美汀)	75/10μg	Z21039	Z51039

☰ 药敏试纸目录

品 名	含量/片	编 号 / 规 格		品 名	含量/片	编 号 / 规 格	
		20片/瓶	50片/瓶			20片/瓶	50片/瓶
头孢他啶/棒酸	30/10μg	Z21040	Z51040	头孢替坦	30μg	Z21065	Z51065
头孢噻肟/棒酸	30/10μg	Z21041	Z51041	头孢拉定(先锋VI)	30μg	Z21068	Z51068
头孢哌酮/舒巴坦(舒普深)	75/30μg	Z21042	Z51042	头孢匹罗	30μg	Z21069	Z51069
氨苄西林/舒巴坦	10/10μg	Z21043	Z51043	头孢硫脒	30μg	Z21070	Z51070
哌拉西林/他唑巴坦(特治星)	100/10μg	Z21044	Z51044	头孢氨苄(先锋IV、头孢力新)	30μg	Z21071	Z51071
甲氧苄啶/磺胺甲恶唑	25μg	Z21045	Z51045	头孢美唑	30μg	Z21073	Z51073
丁胺卡那(阿米卡星)	30μg	Z21046	Z51046	头孢匹胺	30μg	Z21074	Z51074
呋喃妥因(呋喃旦啶)	300μg	Z21047	Z51047	阿莫西林(羟氨苄青霉素)	10μg	Z21076	Z51076
氨基糖苷(君刻单)	30μg	Z21048	Z51048	阿洛西林	75μg	Z21077	Z51077
亚胺培南(泰能)	10μg	Z21049	Z51049	夫西地酸	10μg	Z21078	Z51078
美罗培南	10μg	Z21050	Z51050	替加环素	15μg	Z21079	Z51079
妥布霉素	10μg	Z21051	Z51051	厄他培南	10μg	Z21080	Z51080
奈替米星(乙基四核霉素)	30μg	Z21052	Z51052	萘啶酸	30μg	Z21081	Z51081
头孢唑肟(盖保世灵)	30μg	Z21053	Z51053	壮观霉素(大观霉素、淋必治)	100μg	Z21082	Z51082
头孢噻吩(先锋I)	30μg	Z21054	Z51054	罗红霉素	15μg	Z21083	Z51083
替考拉宁	30μg	Z21055	Z51055	林可霉素(洁霉素)	2μg	Z21084	Z51084
甲氧苄啶	5μg	Z21056	Z51056	多粘菌素B	30μg	Z21086	Z51086
庆大霉素	120μg	Z22021	Z52021	新霉素	30μg	Z21087	Z51087
拉氧头孢(拉他头孢)	30μg	Z21075	Z51075	土霉素	30μg	Z21088	Z51088
利奈唑胺	30μg	Z21033	Z51033	莫西沙星	5μg	Z21092	Z51092
链霉素	300μg	Z22035	Z52035	恩诺沙星	5μg	Z21093	Z51093
呋喃唑酮(痢特灵)	300μg	Z22057	Z52057	氟苯尼考	30μg	Z21097	Z51097
头孢克罗(希克劳、头孢克洛)	30μg	Z21062	Z51062	美洛西林	75μg	Z21117	Z51117
头孢孟多	30μg	Z21063	Z51063	氨苄西林/棒酸	10/10μg	Z21118	Z51118
头孢克肟(世福素)	5μg	Z21064	Z51064	奈诺沙星	5μg	Z21129	Z51129

☰ β-内酰胺酶检测系列

检 测 项 目		编 号	产 品 说 明
ESBLs 酶		Z00901	Z21041 (头孢噻肟/棒酸) 比Z21001(头孢噻肟)抑菌圈直径≥5mm和/或Z21040 (头孢他啶/棒酸) 比Z21004 (头孢他啶) 抑菌圈直径≥5mm
ESBLs 酶与 AmpC 酶组合		Z00902	7种*20片/瓶: ESBLs酶: 见产品编号: Z00901; AmpC酶: Z21049 (亚胺培南) (敏感)、Z21008 (头孢吡肟) (敏感)、Z21007 (头孢西丁) (耐药)、Z21001(头孢噻肟)(耐药)、Z21004 (头孢他啶) (耐药)
AmpC 酶	头孢西丁三维试验	Z21007	将ATCC25922按K-B法涂布在MH平板上, 平板中央贴头孢西丁纸片, 从距离纸片5mm处用无菌刀片在平板的琼脂上向外缘切一裂缝, 一块平板切4条裂缝, 每条裂缝长15mm、宽3mm, 然后在裂缝中加入30~40μl酶粗提液(注意不能溢出); 35℃孵育18~24小时后判读结果。
碳青霉烯酶		Z21050	美罗培南纸片
青霉素酶检测		Z00904	头孢硝噻吩纸片



头孢西丁三维试验
 1和3为阳性结果, 2和4为阴性结果, CFX为头孢西丁试纸

☑ 鉴定用试纸

编 号	品 名	含量/片	规 格	编 号	品 名	含量/片	规 格
Z21060	奥扑托新	5μg	20片/瓶	Z00903	卡他莫拉菌检测纸片		10片/瓶
Z00905	氧化酶纸片		20片/瓶	Z22086	多粘菌素B	50U	20片/瓶
Z21057	呋喃唑酮	100μg	20片/瓶	Z00911	V因子		20片/瓶
Z21058	新生霉素	5μg	20片/瓶	Z00912	X因子		20片/瓶
Z21059	杆菌肽	0.04U	20片/瓶	Z00913	X+V因子		20片/瓶

☑ 真菌药敏试纸(扩散法<K-B法>)(30片/瓶)

编 号	品 名	编 号	品 名	编 号	品 名
Z31102	两性霉素	Z31106	氟康唑	Z31114	制霉菌素
Z31103	伊曲康唑	Z31107	伏立康唑	Z31115	克霉唑
Z31104	5-氟胞嘧啶	Z31112	益康唑	Z31116	特比奈芬
Z31105	酮康唑	Z31113	咪康唑		

☑ 真菌药敏试条(E试验法)(20条/盒)

编 号	品 名	编 号	品 名	编 号	品 名
S21102	两性霉素B	S21105	酮康唑	S21110	米卡芬净
S21103	伊曲康唑	S21106	氟康唑	S21111	泊沙康唑
S21104	5-氟胞嘧啶	S21107	伏立康唑		

☑ 真菌药敏试剂(微量肉汤稀释法)(10条/盒)

编 号	品 名	编 号	品 名	编 号	品 名
J13102	两性霉素B	J13106	氟康唑	J13110	米卡芬净
J13103	伊曲康唑	J13107	伏立康唑	J13111	泊沙康唑
J13104	5-氟胞嘧啶	J13108	卡泊芬净		
J13105	酮康唑	J13109	阿尼芬净		

金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒(乳胶凝集法)

产品特点：



CFDA注册



操作简便



一步检测



结果准确

产品规格：

50人份/盒



编号：Q00001

培养基系列




分格平皿培养基



10个/包



20个/盒



B族链球菌培养基

成品平皿培养基(10个/包)

品 名	编 号 / 规 格		产 品 说 明
	7cm	9cm	
血琼脂	P17001	P19001	分离营养要求较高的病原菌用
巧克力琼脂(不加抗生素)	P17002	P19002	分离奈瑟菌、嗜血杆菌用
哥伦比亚血琼脂	P17003	P19003	分离营养要求较高的病原菌用
营养琼脂		P19004	一般细菌培养, 可做无糖培养基
MH琼脂		P19006	非苛氧菌药敏试验用
SS琼脂	P17008	P19008	选择性分离沙门、志贺菌
伊红美蓝琼脂	P17009	P19009	肠道致病菌的分离培养
麦康凯琼脂	P17010	P19010	选择分离肠道致病菌
中国蓝琼脂	P17011	P19011	选择分离肠道致病菌
嗜血杆菌巧克力琼脂	P17015	P19015	嗜血杆菌分离培养
沙保罗琼脂	P17016	P19016	真菌分离培养
淋球菌培养基	P17021		淋球菌分离培养
大豆酪蛋白琼脂培养基		P19031	沉降菌监测

成品平皿培养基(20个/盒)

品 名	编 号 / 规 格		产 品 说 明
	7cm	9cm	
血琼脂	P27001	P29001	分离营养要求较高的病原菌
巧克力琼脂(不加抗生素)	P27002	P29002	分离奈瑟菌、流感嗜血杆菌
哥伦比亚血琼脂	P27003	P29003	分离营养要求较高的病原菌
营养琼脂		P29004	一般细菌培养, 可做无糖培养基
MH琼脂		P29006	非苛氧菌药敏试验用
羊血M-H琼脂		P29007	链球菌药敏试验用
SS琼脂	P27008	P29008	选择性分离沙门、志贺菌
伊红美蓝琼脂	P27009	P29009	肠道致病菌的分离培养
麦康凯琼脂	P27010	P29010	选择分离肠道致病菌
中国蓝琼脂	P27011	P29011	选择分离肠道致病菌
TCBS琼脂	P27013		霍乱弧菌及副溶血弧菌分离
碱性琼脂	P27014		霍乱弧菌分离培养
嗜血杆菌巧克力琼脂	P27015	P29015	嗜血杆菌分离培养
沙保罗琼脂	P27016	P29016	真菌分离培养
马铃薯葡萄糖琼脂	P27019		观察厚膜孢子及假菌丝
厌氧菌培养基	P27020		营养要求较高厌氧菌的分离培养
淋球菌培养基	P27021		淋球菌分离培养

成品平皿培养基(20个/盒)

品 名	编 号 / 规 格		产 品 说 明
	7cm	9cm	
嗜血杆菌琼脂	P27022		嗜血杆菌分离培养
HTM琼脂		P29023	嗜血杆菌药敏试验用
真菌药敏培养基		P29024	酵母样真菌
L型细菌培养基	P27029		L型细菌分离培养
伊红美蓝琼脂/SS琼脂		P29112	肠道致病菌的分离培养
血琼脂/中国蓝琼脂		P29025	
血琼脂/麦康凯琼脂		P29026	相同标本同时接种两种培养基， 培养结果易于观察
血琼脂/伊红美蓝琼脂		P29027	
血琼脂/SS琼脂		P29028	
嗜血杆菌巧克力琼脂(分格)		P24515	物理隔离，经济实用
大豆酪蛋白琼脂培养基		P29031	沉降菌监测
R2A琼脂培养基	P27032	P29032	纯化水、透析用水检测
B族链球菌显色培养基	P27033		灵敏度高、特异性好

品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
念珠菌鉴别琼脂	P25518	5.5cm	白色念珠菌(绿色) 光滑念珠菌(紫红色) 克柔念珠菌(粉红色) 热带念珠菌(蓝色)
淋球菌培养基	P25521	5.5cm	淋球菌分离培养用
营养琼脂(物表测试)培养基	P25505	5.5cm	物表微生物监测
卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	P25530	5.5cm	物表微生物监测(含消毒剂中和剂)
大豆酪蛋白琼脂培养基	P25531	5.5cm	物表微生物监测

管装培养基(10支/盒)

品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
半固体琼脂	G10315	3ml	一般菌株保存与动力观察
碱性蛋白胨水	G11016	10ml	霍乱弧菌增菌培养
碱性蛋白胨水	G10516	5ml	
七叶灵琼脂	G10017	半固体	测定细菌分解七叶灵的能力
三糖铁琼脂	G10118	斜面	肠杆菌科细菌生化鉴定
克氏双糖铁琼脂	G10119	斜面	
蛋白胨水	G10320	3ml	产吡啶试验
西蒙氏枸橼酸盐	G10127	斜面	枸橼酸盐利用试验
MIU培养基	G10028	高层	动力-靛基质-尿素试验
氧化/发酵管	G10029	半固体	细菌氧化发酵试验
马铃薯葡萄糖琼脂	G10130	斜面	观察厚膜孢子与假菌丝
罗琴改良培养基	G10831	斜面	结核杆菌的分离培养用
沙保罗琼脂	G10935	斜面	真菌分离培养
沙保罗琼脂	G11935	斜面(大)	

☺ 增菌培养基(10瓶/盒)

品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
血液增菌培养基	G13001	30ml	血液及其他体液的增菌
L型细菌培养基	G13002	30ml	L型细菌的增菌培养
厌氧血培养基	G13003	30ml	血液及其他体液中厌氧菌的增菌
双相血培养基	G14004	40ml+琼脂	含多种生长因子、营养丰富



☺ 医院感染监测系列(10支/盒)

品 名	编 号 / 规 格		产 品 说 明
	9ml	50ml	
含氯、碘类消毒剂中和培养基	G10905	G15005	消毒剂细菌学检测使用培养基
含洗必泰、季铵盐类消毒剂中和培养基	G10906	G15006	
含醛类消毒剂中和培养基	G10907	G15007	
含表面活性剂类消毒剂中和培养基	G10908	G15008	
含酚、醇类消毒剂中和培养基	G10909	G15009	

品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
营养肉汤	G10910	9ml*10支	消毒剂的细菌学检测使用的培养基
葡萄糖肉汤	G11011	10ml*10支	
酚红葡萄糖肉汤	G11012	10ml*10支	用于注射剂、生物制品和敷料的无菌检测
嗜热芽孢杆菌增菌液	G10513	5ml*10支	用于高压灭菌消毒效果的检测
嗜热芽孢杆菌菌片	Z00906	10片/瓶	灭菌器的消毒效果评价

☺ 微生物检测辅助试剂

品 名	编 号	规 格	品 名	编 号	规 格
灭菌液体石蜡	Y01009	25ml	3.0 号比浊管	G00343	3ml
无菌接种水	Y02012	3ml × 20 瓶	4.0 号比浊管	G00344	3ml
无菌生理盐水	Y02013	3ml × 20 瓶	5.0 号比浊管	G00345	3ml
无菌生理盐水	Y01013	5ml × 10 瓶	比浊管	G60346	6 支
0.5 号比浊管	G00340	3ml	甘油肉汤管	G10150	1ml × 100 支
1.0 号比浊管	G00341	3ml	甘油肉汤管	G10250	1.5ml × 100 支
2.0 号比浊管	G00342	3ml	触酶试剂	Y01010	10ml

染色液系列

品 名	编 号	规 格
革兰染色液	R01001	1000ml(4×250ml)
革兰染色液	R02001	400ml(4×100ml)
革兰染色液	R03001	80ml(4×20ml)
抗酸染色液	R01002	1000ml(4×250ml)
抗酸染色液	R02002	300ml(3×100ml)
抗酸染色液	R03002	80ml(4×20ml)
鞭毛染色液	R01003	3×10ml
荚膜染色液	R01004	3×10ml
芽孢染色液	R01005	40ml
异染颗粒染色液	R01006	2×10ml
瑞氏-吉姆萨染色液(瑞姬氏复合染色液)	R01007	500ml(2×250ml)
瑞氏-吉姆萨染色液(瑞姬氏复合染色液)	R02007	200ml(2×100ml)
瑞氏-吉姆萨染色液(瑞姬氏复合染色液)	R03007	80ml(4×20ml)
瑞氏-吉姆萨染色液	R01107	250ml
网织红细胞染色液	R01008	2×100ml
网织红细胞染色液	R02008	4×20ml
网织红细胞染色液	R03008	2×10ml
过氧化酶 (P O X) 染色液	R01010	60ml
铁染色液	R01011	76ml
精子染色液	R01012	2×25ml
精子稀释液	R01013	4×25ml
妇科白带涂片染色液	R01014	4×25ml
苏木素 - 伊红染色液 I	R01015	2×500ml
苏木素 - 伊红染色液II (H-E单一)	R01016	2×250ml
巴氏染色液 I	R01017	204ml
巴氏染色液 II	R01018	204ml
巴氏染色液(巴氏试剂盒)	R01019	组



动物血液



品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
羊血 (血浆袋包装)	X02501	25ml袋	用于制备血平板、巧克力平板等
羊血 (血浆袋包装)	X05001	50ml袋	
脱纤维绵羊血	X02502	25ml袋	
脱纤维绵羊血	X05002	50ml袋	

标准菌株/质控菌株



革兰阴性菌

品 名	编 号	备 注	品 名	编 号	备 注
大肠埃希菌	B01001	ATCC35218	枸橼酸杆菌	B01023	CMCC48017
大肠埃希菌	B02001	ATCC25922	格高菲肠杆菌	B01024	
大肠埃希菌	B03001	ATCC44568	弗氏柠檬酸杆菌	B01025	
大肠埃希菌	B04001	ATCC44102	摩氏摩根菌	B01026	
大肠埃希菌	B05001	NCTC13353	阪崎肠杆菌	B01027	
肺炎克雷伯菌	B01002	ATCC700603	迟钝爱德华	B01028	
肺炎克雷伯菌	B02002	ATCC13883	解脲棒状杆菌	B01029	
肺炎克雷伯菌	B03002	ATCC35657	嗜水气单胞菌	B01030	
肺炎克雷伯菌	B04002	CMCC46117	产气肠杆菌	B01031	CMCC45103
肺炎克雷伯菌	B05002	ATCC®BAA-2814™	嗜麦芽窄食单胞菌	B01032	ATCC17666
肺炎克雷伯菌	B06002	ATCC®BAA-1705™	嗜麦芽窄食单胞菌	B02032	
肺炎克雷伯菌	B07002	ATCC®BAA-1706™	鲍曼不动杆菌	B01033	
铜绿假单胞菌	B01003	ATCC27853	鲍曼不动杆菌	B02033	多重耐药
流感嗜血杆菌	B01004	ATCC49247	鲍曼不动杆菌	B03033	NCTC13304
流感嗜血杆菌	B02004	ATCC9007	洛菲不动杆菌	B01034	
流感嗜血杆菌	B03004	ATCC49766	斯氏普罗威斯登斯菌	B01035	
流感嗜血杆菌	B04004	ATCC19418	威斯康星米勒菌	B01036	
流感嗜血杆菌	B05004	ATCC10211	白喉棒状杆菌	B01037	ATCC13812
副流感嗜血杆菌	B01005		多杀巴斯德菌	B01038	
彭氏变形杆菌	B01006		脑膜炎毒性金黄杆菌	B01039	
普通变形杆菌	B01007	ATCC49132	单核细胞增生李斯特菌	B01040	
奇异变形杆菌	B01008	ATCC43071	伊氏李斯特菌	B01041	
奇异变形杆菌	B02008	ATCC12453	蜂房哈夫尼亚菌	B01042	
创伤弧菌	B01009		蜡样芽孢杆菌	B01043	CMCC63301
溶藻弧菌	B01010		星形诺卡菌	B01044	
副溶血弧菌	B01011		德尔卑沙门菌	B01045	
甲型副伤寒沙门菌	B01012		卡他布兰汉菌	B01046	
乙型副伤寒沙门菌	B01013	CMCC50094	粪产碱杆菌	B01047	ATCC8750
伤寒沙门菌	B01014		龟分枝杆菌	B01048	
鼠伤寒沙门菌	B01015		洋葱伯克霍尔德菌	B01049	
粘质沙门菌	B01016		产酸克雷伯菌	B01050	ATCC700324
宋内志贺菌	B01017		植生克雷伯菌	B01051	
福氏志贺菌	B01018		木糖氧化产碱杆菌	B01052	木糖亚种
类志贺邻单胞菌	B01019		木糖氧化产碱杆菌	B02052	反硝化亚种
阴沟肠杆菌	B01020	ATCC700323	非O1群霍乱弧菌	B01053	
荧光假单胞菌	B01021		奥斯陆莫拉菌	B01055	
恶臭假单胞菌	B01022				

● 革兰阳性菌

品 名	编 号	备 注	品 名	编 号	备 注
金黄色葡萄球菌	B01070	ATCC25923	无乳链球菌	B01078	
金黄色葡萄球菌	B02070	ATCC29213	草绿色链球菌	B01079	
金黄色葡萄球菌	B03070	ATCC43300	肺炎链球菌	B01080	ATCC49619
金黄色葡萄球菌	B04070	MRSA	肺炎链球菌	B02080	ATCC6305
表皮葡萄球菌	B01071	ATCC12228	化脓性链球菌	B01081	ATCC19615
表皮葡萄球菌	B02071	CMCC26069	腐生葡萄球菌	B01082	
粪肠球菌（高耐）	B01072	ATCC51299	屎肠球菌	B01083	ATCC35667
粪肠球菌	B01073	ATCC29212	马链球菌兽瘟亚种	B01084	ATCC43079
粪肠球菌	B02073	ATCC33186	屎肠球菌	B01085	耐万古
淋病奈瑟菌	B01074	ATCC49226	溶血葡萄球菌	B01086	
淋病奈瑟菌	B02074	ATCC19424	木糖葡萄球菌	B01087	ATCC35663
脑膜炎奈瑟菌	B01075	ATCC13090	铅黄肠球菌	B01088	ATCC700327
乳糖奈瑟菌	B01076		路邓葡萄球菌	B01089	
咽峡链球菌	B01077		嗜热链球菌	B01090	ATCC19258

● 真菌

品 名	编 号	备 注	品 名	编 号	备 注
白色念珠菌	B01110	ATCC10231	葡萄牙念珠菌	B01115	ATCC34449
白色念珠菌	B02110	ATCC90029	近平滑念珠菌	B01116	ATCC22019
白色念珠菌	B03110	ATCC90028	郎比克念珠菌	B01117	
白色念珠菌	B04110	ATCC14053	新型隐球菌	B01118	ATCC32045
光滑念珠菌	B01111		皱褶念珠菌	B01119	
热带念珠菌	B01112	ATCC750	黄曲霉	B01120	ATCC28539
克柔念珠菌	B01113	ATCC6258	分枝毛霉菌	B01121	ATCC28933
季也蒙念珠菌	B01114	ATCC6260			

实验室用品

品 名	编 号	规 格	品 名	编 号	规 格
痰杯（已灭菌）	D02001	40ml/只	硅胶三角烧瓶塞	D02008	24mm~28mm/个
细菌接种棒	D02002	支	硅胶三角烧瓶塞	D02009	33mm~38mm/个
细菌接种针	D02003	10根/包	硅胶三角烧瓶塞	D02010	40mm~45mm/个
L型玻璃棒	D02004	20根/袋	接种环手柄	D02011	支
硅胶试管塞	D02005	9mm~14mm/个	进口镍铬合金接种环	D02012	10支/瓶
硅胶试管塞	D02006	15mm/个	一次性采样棒gamma消毒	D02014	10ul*20支/袋
硅胶试管塞	D02007	18mm/个	细菌接种环	D02015	10支/瓶

微环境控制(日本三菱)

品 名	编 号	规 格	产 品 说 明
密封罐	D01001	2.5L/个	罐体可耐受高温：-50℃～140℃，密封材料：可耐受温度：-30℃～140℃，外观透明，可放置12/42只9cm培养基。
	D01002	7.0L/个	
密封袋15*30cm	D01003	10条/包	自带密封条、可同时放4只培养基，350ml产气袋系列配套，可重复使用。
立式培养袋	D01004	10条/包	自带密封条、可同时放12只培养基，2.5ml产气袋系列配套，可重复使用。
厌氧产气袋2.5L	D01005	10条/包	配合密封袋使用，用于厌氧微生物的培养。本品可吸收容器中全部O ₂ ，同时产生约21%的CO ₂ 。
厌氧产气袋350ml	D01006	5条/包	
微需氧产气袋2.5L	D01007	10条/包	配合密封罐使用，用于微需氧微生物的培养。本品可吸收容器中的O ₂ ，使其浓度变为8%～9%，CO ₂ 变为7%～8%。
二氧化碳产气袋2.5L	D01008	10条/包	配合密封罐使用，用于嗜二氧化碳微生物的培养。本品可使容器中的O ₂ 浓度变为15%左右，CO ₂ 浓度变为6%左右。
氧气指示剂	D01009	10片/包	无氧状态(O ₂ <0.1%):浅紫色到粉红色；有氧状态(O ₂ >0.5%):淡蓝色到深蓝色，通过颜色的变化可以检查氧气的存在。

干粉培养基(原料)

品 名	编 号	规 格	品 名	编 号	规 格
营养肉汤	CM1168B	500g/瓶	GC琼脂基础	CM0367B	500g/瓶
营养琼脂	CM1160B	500g/瓶	支原体肉汤	CM0403B	500g/瓶
麦康凯琼脂	CM1169B	500g/瓶	MH肉汤	CM0405B	500g/瓶
克氏双糖铁琼脂	CM1173B	500g/瓶	牛肉提取物	LP0129B	500g/瓶
沙保氏葡萄糖琼脂	CM0041B	500g/瓶	酵母浸粉	LP0021B	500g/瓶
厌氧血琼脂基础	CM0972B	500g/瓶	蛋白胨	LP0137B	500g/瓶
SS琼脂	CM1162B	500g/瓶	胰蛋白胨	LP0042B	500g/瓶
脑心浸出液肉汤	CM1135B	500g/瓶	可溶性血红蛋白粉	LP0053B	500g/瓶
嗜血杆菌HTM基础	CM0898B	500g/瓶	特殊蛋白胨	LP0072B	500g/瓶
XLD培养基	CM0469B	500g/瓶	营养琼脂	F25004	250g/瓶
伊红美兰琼脂	CM0069B	500g/瓶	营养肉汤	F25005	250g/瓶
3号麦康凯琼脂	CM0115B	500g/瓶	伊红美蓝琼脂	F25009	250g/瓶
中国蓝琼脂	CM0209B	500g/瓶	麦康凯琼脂	F25010	250g/瓶
哥伦比亚血琼脂基础	CM0331B	500g/瓶	中国蓝琼脂	F25011	250g/瓶
MH琼脂	CM0337B	500g/瓶	念珠菌鉴别琼脂	F10018	1000ml/瓶

祝贺我司获得“隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金法）”医疗器械注册证



BIO-KONT®
www.bio-kont.cn

温州市康泰生物科技有限公司
WENZHOU KONT BIOLOGY&TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：浙江省温州市瓯北西岸工业区 网址：www.bio-kont.cn 邮箱：kontcom@126.com

销售1区：0577-67358658 QQ:1802452301(江苏、浙江、安徽、北京、河北、山西)

销售2区：0577-67358668 QQ:2948566808(江西、福建、湖南、湖北、广东、广西、海南、贵州)

销售3区：0577-57671816 QQ:1919972617(陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、重庆、云南)

销售4区：0577-57671819 QQ:1785579600(辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、天津、山东、河南)

上海：0577-67358678 QQ:1994938968 热线：800-857-7618 传真：0577-67366039



微信公众号